



KATALOG PROIZVODA

SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU



DEZINFICIJENSI ZA RUKE I KOŽU

LH SOAP



Antibakterijski tečni sapun za pranje ruku.

SASTAV:

100 g proizvoda sadrži: Alkil (C12-C16) dimetilbenzil amonijum hlorid 0,1g. Ostali sastojci: surfaktanti, miris.

OBLAST PRIMENE:

Namenjen za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku.

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Naneti sapun na kožu pritiskom na dozator četiri puta (20 ml). Protrljati masom u trajanju od minimum 2 minuta, potom isprati vodom. U slučaju jačeg zaprljanja postupak ponoviti.

SPEKTAR DEJSTVA:

Baktericidno i fungicidno dejstvo.

PAKOVANJE:

1 litar, 5 litara.

AHD 2000® G



Alkoholni rastvor za higijensku i hirušku dezinfekciju ruku.

SASTAV:

Etanol 75% (w/w) (aktivna supstanca), Estri poliola i masnih kiselina, parfem, mlečna kiselina, voda.

OBLAST UPOTREBE:

Namenjen za higijensku i hirušku dezinfekciju ruku.

Aktivnost	Kontaktno vreme
Higijenska dezinfekcija ruku	30 s
Hiruška dezinfekcija ruku	1,5 min
Virucidno (virusi sa omotačem)	30 s
Ograničeno virucidno (Rotavirus, Adenovirus, Norovirus)	30 s
Potpuno virucidno delovanje	1 min

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Higijenska dezinfekcija ruku: nerazblaženo sredstvo naneti na čiste ruke tako da budu potpuno nakvašene proizvodom. Ruke moraju ostati navlažene tokom celog vremena primene (najmanje 3 ml – 30 sekundi). Hiruška dezinfekcija ruku: Naneti najmanje 5 ml AHD 2000® G na šake i podlaktice, održavati vlažnost tokom celog vremena primene, posebnu pažnju obratiti na prste i nokte. Trajanje 1,5 minuta.

SPREKAR DEJSTVA:

Baktericidno, fungicidno, mikobaktericidno i virucidno.

PAKOVANJE:

125 ml, 500 ml, 700 ml, 1000 ml, 5000 ml.





DEZINFICIJENSI ZA RUKE I KOŽU

HOSPISEPT® G



Alkoholni rastvor za higijensku i hirušku dezinfekciju ruku i preoperativnu pripremu kože.

SASTAV:

1-Propanol 55%, Etanol (96%) 15,84 %

OBLAST UPOTREBE:

Higijenska i hiruška dezinfekcija ruku, kao i dezinfekcija pre punkcija, injekcija i hiruških zahvata.

Aktivnost	Kontaktno vreme
Higijenska dezinfekcija ruku	30 s
Hiruška dezinfekcija ruku	1 min
Dezinfekcija kože Pre punkcija i injekcija	15 s
Pre hiruških zahvata	1 min
Baktericidno Levorucidno Ograničeno virucidno (HIV, HBV, HCV) Ograničeno virucidno PLUS (Rotavirus, Adenovirus, Norovirus)	30 s

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Nerazblaženo sredstvo. Ruke/koža moraju ostati vlažne tokom celog vremena primene.

SPREKAR DEJSTVA:

Baktericidno, levorucidno, ograničeno virucidno.

PAKOVANJE:

125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 5000 ml

LH NEW CLOREXIDINA 70



Alkoholni rastvor za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku, dezinfekciju kože i operativnog područja.

SASTAV:

100 ml rastvora sadrži: Etanol 72% (aktivna supstanca), D-glukonska kiselina, jedinjenje sa N,N'-bis(4-hlorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidin (2:1) 0,5% (aktivna supstanca).

OBLAST PRIMENE:

Koristi se za dezinfekciju ruku zdravstvenog osoblja u operacionim salama i ostalog zdravstvenog osoblja. Može se koristiti za dezinfekciju kože pre: operativnih zahvata, plasiranja katetera, uzimanja krvi i drugih telesnih tečnosti za analizu, za dezinfekciju područja koje se hirurški operiše.

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

koristi se bez razblaživanja, nanošenjem gazom, vatom ili prskanjem na tretiranu površinu. Higijenska dezinfekcija ruku (EN 1500): naneti sredstvo na ruke tako da budu potpuno nakvašene proizvodom, blago utrljati. Ostaviti da deluje 1 minut. Hirurška dezinfekcija ruku (EN 12791): naneti sredstvo na ruke tako da budu potpuno nakvašene proizvodom, blago utrljati. Ostaviti da deluje 30 sekundi. Postupak ponoviti još jednom, tako da ukupno vreme dejstva bude 1 minut.

SPREKAR DEJSTVA:

Baktericidno, fungicidno, mikobaktericidno i virucidno.

PAKOVANJE:

1 litar.





DEZINFICIJENSI ZA RUKE I KOŽU

DETRODERM



Gotov rastvor na bazi alkohola za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku i kože.

SASTAV:

100 ml rastvora sadrži: Propan-2-ol 70 % (aktivna supstanca), glicerol.

OBLAST PRIMENE:

Koristi se za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku.

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Higijenska dezinfekcija ruku: naneti 3 ml nerazblaženog proizvoda na čiste ruke tako da budu potpuno nakvašene proizvodom i utrljati bez dodatka vode, dok se ne osuše. Ostaviti da deluje 30 sekundi. Hirurška dezinfekcija ruku: naneti 5 ml nerazblaženog proizvoda na čiste ruke do podlaktice tako da budu potpuno nakvašene proizvodom i utrljati bez dodatka vode. Ostaviti da deluje 30 sekundi. Postupak ponoviti još jednom. Ukupno vreme kontakta 1 minut.

SPEKTAR DEJSTVA:

Baktericidno, fungicidno, mikobaktericidno i virucidno

PAKOVANJE:

1 litar, 5 litara

LH EASYRUB



Alkoholni rastvor za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku i kože. Sadrži vitamin E i Dpantenol, za zaštitu i hidrataciju kože.

SASTAV:

Etanol 89% (w/w) (aktivna supstanca), D-Pantenol, Glicerol, E-vitamin.

OBLAST PRIMENE:

Za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku, preoperativnu pripremu ruku hirurškog osoblja

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

higijenska dezinfekcija ruku: nerazblaženo sredstvo naneti na čiste ruke tako da budu potpuno nakvašene proizvodom, blago utrljati. Ostaviti da deluje 30 sekundi. Hirurška dezinfekcija ruku: nerazblaženo sredstvo naneti na čiste ruke tako da budu potpuno nakvašene proizvodom, blago utrljati. Ostaviti da deluje 30 sekundi. Postupak ponoviti još jednom. Ukupno vreme kontakta 1 minut. Za preoperativnu pripremu ruku osoblja u operacionoj sali: uzmete 5 ml proizvoda i rasporedite ga na šake i podlaktice. Temeljno trljajte celo područje 2 minuta, posebno ispod noktiju. Ponovite postupak drugi put još 2 minuta.

SPEKTAR DEJSTVA:

Baktericidno, fungicidno, mikobaktericidno i virucidno.

PAKOVANJE:

500 ml sa pumicom za doziranje





ČIŠĆENJE MEDICINSKIH SREDSTAVA, INSTRUMENATA I OPREME

DETRO INSTRUCLEAN



Detergent za čišćenje medicinskih instrumenata i endoskopa.

SASTAV:

Nejonski tenzidi, inhibitori korozije, agensi za kompleksiranje.

OBLAST PRIMENE:

Koristi se za pranje i čišćenje pre dezinfekcije i/ili sterilizacije medicinskih instrumenata i opšte hirurške opreme (endoskopi, oprema za anesteziju, laboratorijski instrumenti itd). Pogodno za ručno čišćenje i čišćenje u ultrazvučnim kadama.

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Koncentracija za upotrebu: 0,5%. Dodajte potrebnu količinu koncentrovanog proizvoda u 1 l vode (5 ml na litar vode). Potopite instrumente i sačekajte 5-10 minuta. U ultrazvučnim kadama deluje nakon 2 min. Nije potrebno četkati instrumente. Stabilnost radnog rastvora je 24h.

PAKOVANJE:

5000 ml

DETRO ENZYM



Enzimski detergent za čišćenje medicinskih instrumenata i endoskopa pre procesa dezinfekcije.

SASTAV:

Enzimi (lipaze, amilaze, proteaze, celulaze), inhibitori korozije, pomoćne supstance.

OBLAST PRIMENE:

Koristi se za enzimsko čišćenje, ručno i mehaničko medicinskih instrumenata/opšte hirurške opreme, endoskopa i opreme za anesteziju, itd. Može se koristiti i u ultrazvučnim kadama.

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Koncentrovan proizvod. Deluje nakon 5 min pri koncentraciji od 0,5%. Dodati 5ml proizvoda u 1 l vode. Potopite instrumente na 5 min. Nije potrebno četkati instrumente. Nakon završetka procesa, dobro isprati instrumente. Rastvor treba obnavljati svakodnevno.

PAKOVANJE:

1000 ml, 1000 ml sa integrisanim dozatorom, 5000 ml



ČIŠĆENJE MEDICINSKIH SREDSTAVA, INSTRUMENATA I OPREME

INSTRUTON E



Enzimski koncentrat za mašinsko i ručno čišćenje instrumenata.

SASTAV:

Proteaza, amilaza, lipaza, surfaktanti, solubilizator, inhibitor korozije.

OBLAST PRIMENE:

Enzimski koncentrat za mašinsko i ručno čišćenje endoskopa i medicinskih instrumenata. Efikasno rastvara nečistoće, a zahvaljujući neutralnoj pH vrednosti nežan je prema površinama instrumenata i pogodan za njihovo redovno održavanje.

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Ručno čišćenje: Razblažiti koncentrat vodom do 0,5 %. Potpuno uroniti rastavljene i otvorene instrumente u pripremljeni rastvor 2-3 minuta. Rastvor menjati jednom ili dva puta dnevno.

Mehaničko čišćenje: Preporučena koncentracija je od 0,5 % - 1 %, putem dozirnih pumpi u mašinama za čišćenje i dezinfekciju endoskopa. Preporučena temperatura vode 35°C - 45°C.

PAKOVANJE:

1000 ml, 5000 ml

DEZINFEKCIJA MEDICINSKIH SREDSTAVA, INSTRUMENATA I OPREME

AKADENT EXTRA



Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju medicinskih instrumenata, pogodno za ručnu dezinfekciju i dezinfekciju u ultrazvučnim kadama.

SASTAV:

Bis (3-aminopropyl) dodecylamine 2%, Didecyldimethylammonium chloride 5%, Benzalkonium chloride 7,5%, inhibitori korozije, pomoćne supstance.

OBLAST PRIMENE:

Koristi se za čišćenje i dezinfekciju medicinskih instrumenata i opšte hirurške opreme, fleksibilnih i rigidnih endoskopa, opreme za anesteziju itd.

Aktivnost	Koncentracija	Kontaktno vreme
Baktericid	0,5 %	15 min
Fungicid	0,5 %	15 min
Mikobaktericid	0,5 %	15 min
Virucid	0,25 %	15 min
Sporocid	1 %	15 min

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Dodajte potrebnu količinu koncentrovanog proizvoda u 1 l vode. Potopite instrumente i sačekajte 15 minuta. Nakon isteka vremena, izvadite ih i isperite sa dosta vode. Pripremljen radni rastvor se može koristiti 15 dana.

PAKOVANJE:

2000 ml, 5000 ml

DETROCID ENZYM



Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju medicinskih instrumenata i endoskopa. Pogodno za ručnu dezinfekciju i dezinfekciju u ultrazvučnim kadama.

SASTAV:

Enzimi (amilaza, proteaza, lipaza) 1-5%, didecyldimethylammonium chloride 5%, benzalkonium chloride 7,5%, dodecylamine 2%, inhibitori korozije, pomoćne supstance

OBLAST PRIMENE:

Koristi se za čišćenje i dezinfekciju medicinskih instrumenata, opšte hirurške opreme, fleksibilnih i rigidnih endoskopa i opreme za anesteziju itd. Zahvaljujući enzimima, efikasno čisti i dezinfikuje u jednom koraku. Sadrži inhibitore korozije.

Aktivnost	Koncentracija	Kontaktno vreme
Baktericid	0,5 %	5 min/15 min
Fungicid	0,5 %	5 min/15 min
Mikobaktericid	0,5 %	15 min
Virucid	0,25 %	15 min
Sporocid	1 %	15 min

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Potopite instrumente u razblaženi rastvor i sačekajte potrebno vreme za delovanje. Nakon isteka vremena, izvadite ih i isperite sa dosta vode. Za normalne kontaminacije instrumenata radni rastvor se može koristiti 15 dana, uz mogućnost kontrole aktivnosti test trakama.

PAKOVANJE:

1000 ml, 2000 ml, 5000 ml

TRIACID-N



Koncentrat bez aldehida za ručnu dezinfekciju medicinskih instrumenata i laboratorijske opreme, pre sterilizacije.

SASTAV:

N-dodecilpropan-1,3-diamin 18,0 %.

OBLAST PRIMENE:

Dezinfekciono sredstvo za ručnu dezinfekciju medicinskih instrumenata i laboratorijske opreme, sa dodatnim delovanjem protiv mikobakterija i spore-formirajućih bakterija. Ne sadrži aldehide, ima i efekat razgradnje prljavštine, čime olakšava proces čišćenja. Kompatibilan je sa materijalima poput stakla, metala, keramike i gume. Ultrazvučne kade u koncentraciji 1–3 %, uz vreme kontakta od 15 minuta i temperaturu do 45 °C.

Aktivnost	Koncentracija	Kontaktno vreme
Baktericidno, fungicidno, tuberkulocidno, mikobaktericidno	1 %	15 min
	0,5 %	30 min
	0,25 %	60 min
Ograničeno virucidno dejstvo	1,0 %	15 min
Vaccinia virus	1,0 %	15 min
BVDV	0,5 %	5 min

NAČIN PRIMENE:

Razblažiti koncentrat vodom do željene koncentracije prema uputstvu. Prethodno rastavljene, otvorene i očišćene instrumente u potpunosti potopiti u pripremljeni dezinfekcioni rastvor tokom preporučenog vremena kontakta, vodeći računa da nema mehurića i da su svi delovi stalno uronjeni. Nakon isteka kontaktnog vremena, instrumente isprati vodom i osušiti. Pripremljeni rastvor je stabilan 14 dana.

SPREKAR DEJSTVA:

Baktericid, fungicid, tuberkulocid, mikobaktericid, ograničen virucid, sporocidno.

PAKOVANJE:

1000 ml, 5000 ml.

OXYGENON-I



Granulat za ručnu dezinfekciju medicinskih instrumenata na bazi aktivnog kiseonika.

SASTAV:

60% Caroat (aktivna supstanca na bazi peroksidnih jedinjenja – aktivnog kiseonika).

OBLAST PRIMENE:

Oxygenon-I je dezinfekciono sredstvo na bazi aktivnog kiseonika namenjeno za ručnu dezinfekciju medicinskih instrumenata, laboratorijske opreme i drugih medicinskih sredstava. Pogodno je za materijale kao što su staklo, plastika, keramika i nerđajući čelik, uključujući endoskope i anesteziološku opremu. Može se koristiti i u ultrazvučnim kadama.

Aktivnost	Koncentracija	Kontaktno vreme
Baktericid (čisti uslovi) Fungicid (čisti uslovi)	1,5%	15 min
	0,5 %	60 min
Tuberkulocid (čisti uslovi)	1,5 %	60 min
Virucid (sa i bez omotača)	1,5 %	15 min
Norovirus (MNV) (čisti uslovi)	0,5 %	5 min
	1%	15 min
Adenovirus (čisti uslovi)	1,5 %	15 min
Poliovirus (čisti uslovi)	1,5 %	15 min
Sporocid C.difficile (čisti uslovi)	5,0 %	15 min
	3,0 %	30 min

NAČIN PRIMENE:

Granulat potpuno rastvoriti u vodi do propisane koncentracije, a prethodno očišćene i rastavljene instrumente potpuno potopiti u pripremljeni dezinfekcioni rastvor tokom preporučenog vremena kontakta. Tokom dezinfekcije instrumenti moraju biti u potpunosti uronjeni, bez prisustva vazdušnih mehurića, a nakon tretmana potrebno ih je temeljno isprati i osušiti. Pripremljeni rastvor stabilan je jedan dan.

SPREKAR DEJSTVA:

Baktericid, fungicid, tuberkulocid, virucid, sporocid

PAKOVANJE:

1000 g

DETRO ACTIV



Visokokvalitetni dezinficijens na bazi persirćetne kiseline za čišćenje i dezinfekciju medicinske opreme, instrumenata i endoskopa u obliku koncentrata u prahu.

SASTAV:

Natrijum perkarbonat, tetraacetilendiamin, enzimi (amilaza, proteaza, lipaza), inhibitori korozije, pomoćne supstance.

OBLAST PRIMENE:

Koristi se za čišćenje i visok nivo dezinfekcije rigidnih i fleksibilnih endoskopa, opštih i stomatoloških hirurških instrumenata i opreme, zdravstvene opreme i opreme za anesteziju, laparoskopskih instrumenata, uređaja za pranje, materijala za zubne kalupe, inkubatora za bebe.

Aktivnost	Koncentracija	Kontaktno vreme
Baktericid	0,5 %	5 min
Fungicid	0,5 %	5 min
Mikobaktericid	0,5 %	5 min
Virucid	2 %	10 min
Sporocid	2 %	10 min
Clostridium diff.	2 %	10 min

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Dodajte 5gr proizvoda u 1l vode i mešajte 15 minuta nakon rastvaranja sastojaka da bi rastvor bio spreman za upotrebu. (20 gr proizvoda u 1 l vode za koncentraciju 2%). Instrumente u potpunosti uronite u rastvor. Nakon perioda delovanja, izvadite instrumente i isperite destilovanom vodom.

PAKOVANJE:

2,5 kg

DETRO PAA 2200



Visokokvalitetni dezinficijens za medicinske instrumente i endoskope.

SASTAV:

Detro PAA 2200 baza: Vodonik peroksid 3 %, stabilizator, pufer, deionizovana voda.

Detro PAA 2200 aktivator: N-acetilkaprolaktam, rastvarači, inhibitori korozije.

Aktivni sastojak: persirćetna kiselina 2200 ppm koja nastaje u reakciji mešanjem baze i aktivatora.

OBLAST PRIMENE:

Detro PAA 2200 se koristi za dezinfekciju visokog nivoa i hladnu sterilizaciju hirurških instrumenata od nerđajućeg čelika, opreme za anesteziju i stomatoloških hirurških instrumenata, krutih i fleksibilnih endoskopa, medicinskih instrumenata napravljenih od plastike, silikona, stakla, akrilata i gume, metodom potapanja.

Aktivnost	Kontaktno vreme
Baktericid	5 min
Fungicid	5 min
Mikobaktericid	5 min
Virucid	5 min
Sporocid	5 min

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Proizvod je spreman za upotrebu nakon aktivacije. Prethodno očišćeni i isprani instrumenti se temeljno uranjaju u rastvor. Nakon isteka potrebnog vremena, isperite destilovanom vodom. Aktivnost rastvora se kontroliše test trakama. Aktivirani rastvor se može koristiti 14 do 28 dana, u zavisnosti od kontaminacije.

PAKOVANJE:

5000 ml



DEZINFEKCIJA MEDICINSKIH SREDSTAVA, INSTRUMENATA I OPREME

DETRO OPA



Visokokvalitetni dezinficijens na bazi ortoftaldehida za instrumente i endoskope. Dokazana kompatibilnost sa endoskopima proizvođača Karl Storz, Pentax, Olympus i kolonoskopa Fujinon.

SASTAV:

0,55% ortoftaldehida, antikorozivne supstance

OBLAST PRIMENE:

Koristi se za visok nivo dezinfekcije i hladnu sterilizaciju opšte hirurške opreme, endoskopa i opreme za anesteziju.

Aktivnost	Kontaktno vreme
Baktericid	5 min
Fungicid	5 min
Mikobaktericid	5 min
Virucid	5 min
Sporocid	5 min
Cl. difficile	5 min

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Proizvod je spreman za upotrebu, bez aktivacije. Temeljno uronite instrumente u rastvor. Nakon perioda delovanja od 5 minuta, izvadite instrumente i isperite destilovanom vodom. Dekantovani rastvor se može koristiti u periodu od 14 dana. Aktivnost rastvora se može proveriti test trakama.

PAKOVANJE:

5000 ml

DETRO FORTE



Visokokvalitetni dezinficijens za dezinfekciju instrumenata i endoskopa na bazi glutaraldehida. Dokazana kompatibilnost sa markama endoskopa Karl Storz, Pentax, Olympus i kolonoskopa Fujinon.

SASTAV:

2% glutaraldehid, antikorozivne materije, pomoćne supstance.

OBLAST PRIMENE:

Koristi se za dezinfekciju visokog nivoa hirurških instrumenata, fleksibilnih i krutih endoskopa, opšte hirurške opreme, opreme za anesteziju itd. Pogodno za ručnu upotrebu, kao i u mašinama za automatsko pranje i dezinfekciju.

Aktivnost	Kontaktno vreme
Baktericid	5 min
Fungicid	5 min
Mikobaktericid	15 min 5 min
Virucid	5 min
Sporocid	15 min

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Očišćene instrumente uronite u rastvor koji je prethodno aktiviran. Rastvor se aktivira tako što se sipa 100ml aktivatora u balon od 5l proizvoda. Nakon perioda delovanja, izvadite instrumente i isperite destilovanom vodom. Period za korišćenje aktiviranog rastvora je 28 dana.

PAKOVANJE:

5000 ml





DEZINFEKCIJA MEDICINSKIH SREDSTAVA, INSTRUMENTATA I OPREME

LH FEN STRUMENTI



Vodeni rastvor na bazi fenola za čišćenje i dezinfekciju medicinskih instrumenata.

SASTAV:

100 ml rastvora sadrži: o-benzil-p-hlorfenol 5,25 g; o-fenil-fenol 1,00 g; koformulante; prečišćenu vodu u potrebnim količinama na 100,00 ml.

OBLAST PRIMENE:

Dezinficijens i detergent za hirurške instrumente i/ili medicinsku opremu. Za dezinfekciju svih vrsta medicinskih instrumenata i opreme, uključujući i endoskope. Namenjen za dekontaminaciju metalnih i plastičnih medicinskih uređaja pre čišćenja i sterilizacije. Za ručnu i automatsku dezinfekciju.

Aktivnos	Koncentracija	Kontaktno vreme
Dekontaminacija	3%	10 min
Dezinfekcija	1%	30 min
	1,5%	10 min
	3%	5 min
Dezinfekcija u stomatološkim ordinacijama	1,5-3%	10 min

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Koncentrovano sredstvo, koristi se razblažen. Razblaženi rastvori se moraju iskoristiti u roku od jedne nedelje od pripreme.

SPEKTAR DEJSTVA:

Baktericid, fungicid, mikobaktericid, tuberkulocid, virucid (test na HIV, HBV, HCV, EMC)

PAKOVANJE:

1000 ml, 5000 ml





DEZINFEKCIJA POVRŠINA

DETROSAN SFC



Koncentrovano sredstvo za dezinfekciju površina na bazi amina i QUAT-a.

SASTAV:

Bis (3-aminopropil) dodecylamin 2%, didecildimetilamonijum hlorid 5%, benzalkonijum hlorid 7,5%, pomoćne supstance.

OBLAST PRIMENE:

Koristi se za čišćenje i dezinfekciju površina u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama, kao što su hirurške sale, jedinice intenzivne nege, sobe za pacijente, porodilištima itd. Ne sadrži aldehide i fenole. Kompatibilan sa svim površinama.

Aktivnost	Koncentracija	Kontaktno vreme
Baktericid	0,5%	5 min
Baktericid	0,25%	5 min
MRSA, VRE, AB	0,25%	5 min
Fungicid	0,5%	5 min
Fungicid	0,25%	15 min
Mikobaktericid	0,25%	15 min
Virucid	0,25%	15 min

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Koristi se razblažen. Podovi ili površine medicinskih uređaja se čiste navlaženom maramicom ili krpom sa Detrosan SFC. Sačekajte 15 min da proizvod deluje. Stabilnost pripremljenog rastvora je 24 sata.

PAKOVANJE:

2000 ml, 5000 ml

DETRO SAN HP



Koncentrovano sredstvo za dezinfekciju površina na bazi vodonik peroksida, sa sporocidnim dejstvom.

SASTAV:

Vodonik peroksid 14%, salicilna kiselina 2,9%, inhibitori korozije, pomoćne supstance.

OBLAST PRIMENE:

Koristi se za dezinfekciju podova i površina u svim prostorijama u kojima se pružaju zdravstvene usluge kao što su operacione sale, jedinice intenzivne nege i laboratorije. Omogućava efikasno čišćenje i dezinfekciju u jednom koraku. Može se koristiti i za površine koje dolaze u kontakt sa hranom.

Aktivnost	Kontaktno vreme	Koncentracija
Baktericid	5 min	1%
Baktericid	5 min	1%
MRSA, VRE, AB	30 sec	1%
Fungicid	5 min	1%
Fungicid	15 min	1%
Mikobaktericid	15 min	3%
Virucid	5 min	1%
Virucid	15 min	1%
Sporocid	30 min	5%

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Razblažiti proizvod sa vodom u skladu sa preporučenom koncentracijom za navedeni način korišćenja. Prebrisati pod/površinu radnim rastvorom, tako da je površina potpuno nakvašena proizvodom. Ostaviti da deluje preporučeno vreme. Površine koje dolaze u direktan kontakt sa hranom isprati nakon upotrebe. Stabilnost radnog rastvora: 24h. Moguće je koristiti za opremu metodom brisanja.

PAKOVANJE:

5000 ml





DEZINFEKCIJA POVRŠINA

OXYGENON-S



Granulat za dezinfekciju površina i medicinske opreme na bazi aktivnog kiseonika

SASTAV:

60 % Caroat (aktivna supstanca na bazi peroksidnih jedinjenja – aktivnog kiseonika).

OBLAST PRIMENE:

Sredstvo za dezinfekciju na bazi aktivnog kiseonika, sa veoma širokim antimikrobnim delovanjem, uključujući i viruse bez omotača i bakterijske spore. Koristi se za dezinfekciju površina i medicinskih uređaja u bolnicama, posebno u visokorizičnim odeljenjima (operacione sale, intenzivna nega, izolacije).

Aktivnost	Koncentracija	Kontaktno vreme
Baktericid (čisti uslovi)	1,5%	30 min
Levorucid (čisti uslovi)	1,5%	30 min
Tuberkulocid (čisti uslovi)	1,5 %	60 min
Virucid (sa i bez omotača)	1,5 %	15 min
Norovirus (čisti uslovi)	0,5 % 1%	5 min 15 min
Adenovirus (čisti uslovi)	1,5 %	15 min
Poliovirus (čisti uslovi)	1,5 %	15 min
Sporocid C.difficile (čisti uslovi)	5,0 % 3,0 %	15 min 30 min

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Dezinfekcija površina uz mehaničko delovanje: granulat se potpuno rastvara u vodi do koncentracije navedene u uputstvu. Pripremljeni rastvor nanosi se u dovoljnoj količini na površinu brisanjem uz mehaničko utrljavanje. U slučaju jake kontaminacije organskim materijama, one se prethodno uklanjaju jednokratnom krpom navlaženom dezinfekcionim sredstvom, koja se nakon upotrebe pravilno odlaže. Pripremljeni rastvor stabilan je jedan dan. (prema VAH i RKI preporukama).

SPREKAR DEJSTVA:

Baktericid, levurocid, tuberkulocid, virucid, sporocid

PAKOVANJE:

1000 g, 3000 g

DESCOCID-N



Tečni koncentrat za dezinfekciju površina i medicinskih uređaja sa odličnim svojstvima čišćenja.

SASTAV:

Benzalkonijum-hlorid 13,2 %, didecildimetilamonijum-hlorid 6,0 % i mravlja kiselina 4,5 %.

OBLAST PRIMENE:

Descocid-N je efikasno sredstvo za čišćenje i dezinfekciju površina koje postiže pouzdano dejstvo i pri niskim koncentracijama. Namenjeno je za dezinfekciju medicinskih površina i opreme kao što su: kreveti, noćni ormarići, pregledni stolovi i transportna kolica. Odlikuje se dobrom kompatibilnošću sa materijalima, zaštitom od korozije i prijatnim mirisom

Aktivnost	Koncentracija	Kontaktno vreme
Baktericid, fungicid	1,0 % 0,5 % 0,25 %	15 min 30 min 240 min
Baktericidno u prljavim uslovima	0,25 %	5 min
Fungicidno na kvasce u prljavim uslovima	0,1 %	5 min
Baktericid u prljavim uslovima	2,0 %	5 min
Fungicid na kvasce u prljavim uslovima	1,5 % 0,25%	5 min 15 min
Ograničeno virucidno dejstvo (virusi sa omotačem)	1,0%	15 min
Vaccinia virus	1,0 %	15 min
BVDV (Virus bovine virusne dijareje)	0,25 %	15 min

NAČIN PRIMENE:

Koncentrat razblažiti vodom do preporučene koncentracije i naneti na površinu metodom vlažnog brisanja uz mehaničko delovanje. Obezbediti potpuno kvašenje cele površine i ostaviti sredstvo da deluje tokom propisanog vremena kontakta.

SPREKAR DEJSTVA:

Baktericid, fungicid, ograničeno virucidno dejstvo.

PAKOVANJE:

1000 ml, 5000 ml





DEZINFEKCIJA POVRŠINA

BIGUACID PLUS



Koncentrat bez aldehida za dezinfekciju osetljivih površina – posebno efikasan zahvaljujući idealnom odnosu koncentracije i vremena kontakta.

SASTAV:

Didecildimetilamonijum-hlorid 17,5 % i poliheksanid 4,0 %.

OBLAST PRIMENE:

Namenjen za brzo čišćenje i dezinfekciju površina i medicinskog inventara u zdravstvenim ustanovama. Visoka efikasnost već pri koncentraciji od 1 % i vremenu kontakta od 5 minuta, što omogućava ekonomičnu primenu. Pogodan je za dezinfekciju površina kao što su kade, zaštitne navlake za dušeke, kreveti, noćni ormarići, operacioni i pregledni stolovi, uz odličnu kompatibilnost sa različitim materijalima, uključujući akrilno staklo.

Aktivnost	Koncentracija	Kontaktno vreme
Baktericidno Fungicidno na kvasce	1 %	5 min
Ograničeno virucidno – virusi sa omotačem	1,0 %	5 min
Vaccinia virus	1,0 %	5 min
BVDV	1,0 %	1 min

NAČIN PRIMENE:

Koncentrat razblažiti vodom do preporučene koncentracije i naneti na površinu metodom vlažnog brisanja uz mehaničko delovanje. Obezbediti potpuno kvašenje površine i ostaviti sredstvo da deluje tokom propisanog vremena kontakta. Veće količine organskih nečistoća (krv, sekreti i sl.) potrebno je ukloniti pre dezinfekcije. Pripremljeni rastvor stabilan je jedan dan.

SPREKAR DEJSTVA:

Baktericidno, fungicidno i ograničeno virucidno delovanje.

PAKOVANJE:

1000 ml, 5000 ml .

LH AMBIENTE



Tečno sredstvo za pranje i dezinfekciju tvrdih površina, podova, veša, posuđa, radnog pribora.

SASTAV:

< 5% nejonski surfaktanti, Alkil (C12-C16) dimetilbenzil amonijum hlorid 3% (aktivna supstanca).

OBLAST PRIMENE:

Za opštu i profesionalnu upotrebu. Može se koristiti i na površinama koje dolaze u kontakt sa hranom.

Aktivnost	Kontaktno vreme	Koncentracija
Baktericid	5 min	10 %
Baktericid	5 min	1 %
Baktericid	10 min	1 %
Fungicid	10 min	1 %
Fungicid	15 min	3 %
Virucid	5 min	10 %
Virucid	10 min	1 %

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Pranje i dezinfekcija površina vrši se nanošenjem rastvora na površinu, ručno, pomoću krpe. Pranje i dezinfekcija veša, posuđa i radnog pribora vrši se potapanjem u rastvor sredstva. Oprane površine koje ne dolaze u direktan kontakt sa hranom ne treba ispirati. Površine koje dolaze u direktan dodir sa hranom nakon dezinfekcije isprati higijenski ispravnom vodom.

PAKOVANJE:

1000 ml, 5000 ml





DEZINFEKCIJA POVRŠINA

LH FEN CONCENTRATO



Sredstvo na bazi fenola za čišćenje i dezinfekciju medicinskih površina.

SASTAV:

100 ml rastvora sadrži: o-benzil-p-hlorfenol 7,5 g; o-fenil-fenol 10,00 g; p-tert-amilfenol 2,0 g; koformulante; prečišćenu vodu u potrebnim količinama na 100,00 ml.

OBLAST PRIMENE:

Dezinficijens i detergent za medicinsku opremu i sanitarne površine. Prisustvo anjonskih surfaktanata, savršeno kompatibilnih sa derivatima fenola, daju proizvodu LH FEN CONCENTRATO veliku snagu kvašenja čime se optimizuje uklanjanje organskog materijala.

Aktivnost	Koncentracija	Kontaktno vreme
Dezinfekcija	0,4%	30 min
Dekontaminacija i čišćenje	0,4%	30 min
Dekontaminacija i čišćenje	1 %	30 min

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Koncentrovano sredstvo, koristi se razblažen.

SPREKAR DEJSTVA:

Baktericid, fungicid, mikobaktericid, tuberkulocid, virucid (DNA-, RNA- virusi, test na HIV, HBV, HCV, EMC)

PAKOVANJE:

1000 ml, 5000 ml .

LYSOFORMIN® RAPID



Dezinfekcija i čišćenje površina i medicinskih uređaja metodom brisanja.

SASTAV:

Didecildimetilamonijum-hlorid 5,9%, bis-(3-aminopropil)dodecilamin 7,4%, guanidinski derivati 1,3%, nejonski tenzidi i pomoćne supstance.

OBLAST PRIMENE:

Dezinfekcija i čišćenje površina, za prevenciju bolničkih (nozokomijalnih) infekcija.

Aktivnost	Koncentracija	Kontaktno vreme
Baktericidno	1 %	5 min
Levorucidno	0,75 %	15 min
(VAH procedura)	0,5 %	30 min
EURO NORME		
Baktericid	0,25 %	5 min
Fungicid	0,25 %	5 min
Baktericid i fungicid	1,0 %	10 min
	0,75 %	15 min
	0,5 %	30 min
Ograničeno virucidno (HIV, HBV, HCV)	1,0 %	10 min
	1,5 %	5 min
Ograničeno virucidno Rotavirus	2,0 %	15 min
Adenovirus	2,5 %	30 min
MNV	5 %	5 min
Ograničeno virucino (nisko opterećenje)	0,5 %	10 min
Ograničeno virucidno (visoko opterećenje)	1,5 %	10 min

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Radni rastvor se priprema dodavanjem Lysoformin® rapid u vodu maksimalno sobne temperature. Predmeti i površine koji dolaze u kontakt sa hranom moraju se nakon dezinfekcije ili čišćenja temeljno isprati pijaćom vodom. Sistem doziranja: radni rastvor se priprema u 8 litara vode. Za koncentraciju od 0,50 %, koriste se 2 doze od 20 ml. Za koncentraciju od 0,75% koriste 3 doze od 20 ml ili 2 doze od 30 ml, u zavisnosti od korišćenog dozirnog sistema, odnosno dozirne pumpe. Radni rastvor može se pripremati i pomoću Lysoform DH 91 sistema za doziranje sa unapred definisanim podešavanjem koncentracije.

SPREKAR DEJSTVA:

baktericidno, fungicidno, virucidno

PAKOVANJE:

1000 ml , 5000 ml.





DEZINFEKCIJA POVRŠINA

LYSOFORMIN® PLUS – FOAM



Brzodelujuća pena za dezinfekciju i čišćenje medicinskog inventara.

SASTAV:

Poliheksameten bigvanid hidrohlorid 0,18%, bis-(3-aminopropil) dodecilamin 0,46%, didecil dimetil amonijum hlorid 0,10% i mirisi.

OBLAST PRIMENE:

Brzodelujuće dezinfekciono sredstvo za medicinski inventar. Pogodno i za druge vrste vodootpornih površina. Za dezinfekciju i čišćenje površina u odvojenim koracima.

Aktivnost	Kontaktno vreme
Baktericid, fungicid	5 min
Virucid (virusi sa omotačem) – HIV, HBC, HCV, Rotavirus	5 min
Virucid – Poliomavirus	15 min
Virucid - Norovirus	120 min

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Površine namenjene za dezinfekciju treba prekriti penom i ostaviti da proizvod deluje, nakon čega se površina prebriše čistom vlažnom krpom ili se Lysoformin® Plus-Foam naprska na jednokratnu krpu kojom se zatim prebriše površina. Vreme delovanja 5 minuta.

SPREKAR DEJSTVA:

Baktericid, fungicid, virucid

PAKOVANJE:

1000 ml, 5000 ml.

BIG SPRAY „NEW“



Gotov alkoholni rastvor za brzu dezinfekciju površina sa veoma širokim spektrom delovanja i kratkim vremenom kontakta. Ne sadrži aldehide ni QUAT jedinjenja!

SASTAV:

Propan-2-ol 35,00 %, etanol 25,92 % i poliheksanid 0,054 %.

OBLAST PRIMENE:

Poseban odnos koncentracije i vremena delovanja od 1 % – 5 minuta, što omogućava brzo dejstvo uz nisku koncentraciju. Koncentrat namenjen brzom dezinfekciji i čišćenju površina i medicinskog inventara u kliničkim i terapijskim oblastima. Odlikuje se izuzetnom kompatibilnošću sa materijalima.

Aktivnost	Koncentracija	Kontaktno vreme
VAH - Baktericid, fungicid, tuberkulocid čisti i prljavi uslovi	nerazblaženo	1 min
OGHMP – baktericid, fungicid, tuberkulocid u prljavim uslovima	nerazblaženo	1 min
Tuberkulocid, mikobaktericid, čisti i prljavi uslovi	nerazblaženo	1 min
Fungicid – prljavi uslovi	nerazblaženo	15 min
Baktericid, fungicid u prljavim uslovima EN	nerazblaženo	1 min
Virucidno dejstvo (virusi sa omotačem – HIV, HBV, HCV)	nerazblaženo	1 min
Vaccinia virus	nerazblaženo	1 min
BVDV (Virus bovine virusne dijareje)	nerazblaženo	1 min
Koronavirus (SARS)	nerazblaženo	1 min
Norovirus (MNV)	nerazblaženo	1 min

NAČIN PRIMENE:

Koncentrat razblažiti vodom do preporučene koncentracije i naneti na površinu metodom vlažnog brisanja uz mehaničko delovanje. Obezbediti potpuno kvašenje površine i ostaviti sredstvo da deluje tokom propisanog vremena kontakta. Veće količine organskih nečistoća (krv, sekreti i sl.) treba prethodno ukloniti jednokratnom krpom natopljenom dezinfekcionim sredstvom. Pripremljeni rastvor stabilan je jedan dan.

SPREKAR DEJSTVA:

Baktericidno, fungicidno, ograničeno virucidno delovanje.

PAKOVANJE:

1000 ml





DEZINFEKCIJA POVRŠINA

AKASPRAY



Pripremljen rastvor za čišćenje i dezinfekciju medicinskih instrumenata, medicinske opreme i površina.

SASTAV:

50 % etanola, 10% 2-propanola, 0,05 % Didecilmetilpoli(oksietil) amonijum propionat.

OBLAST PRIMENE:

AKASPRAY je brzo efikasan sprej bez aldehida i fenola, za dezinfekciju na bazi alkohola. Koristi se za dezinfekciju medicinske opreme (na krevetima za pacijente, vratima, medicinskim instrumentima, ormarićima itd.) i površinama u hirurškim salama, prostorijama intenzivne nege, stomatološkim jedinicama.

Aktivnost	Kontaktno vreme
Baktericid	30 s
Fungicid	30 s
Mikobaktericid	30 s
Virucid (BVDV, Vaccinia)	30 s
Virucid (Poliovirus, Adenovirus, Murine Norovirus)	1 min

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Proizvod omogućava i čišćenje i dezinfekciju. AKASPRAY se prska sa udaljenosti od 30 cm do površine. Moguće je naprskati ga na krpu, a zatim naneti brisanjem

PAKOVANJE:

1000ml, 5000ml

AKASPRAY TUCHER



Vlažne maramice za čišćenje i dezinfekciju površina na bazi alkohola, za medicinske uređaje i opremu. Spremne za upotrebu.

SASTAV:

50 % etanola, 10% 2-propanola, 0,05 % Didecilmetilpoli(oksietil) amonijum propionat.

OBLAST UPOTREBE:

AKASPRAY TUCHER su vlažne maramice, bez aldehida i fenola, na bazi alkohola za brzu dezinfekciju. Koristi se za dezinfekciju medicinske opreme (na krevetima za pacijente, vratima, medicinskim instrumentima, ormarićima itd.) i za površinama koje postoje u hirurškim salama, prostorijama intenzivne nege, stomatološkim jedinicama.

Aktivnost	Kontaktno vreme
Baktericid	30 s
Fungicid	30 s
Mikobaktericid	30 s
Virucid	30 s
Virucid	1 min

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Prebrisati površinu ili medicinski uređaj vlažnom maramicom pre upotrebe. Nakon nanošenja, ostaviti da se površina osuši na vazduhu.

PAKOVANJE:

100 kom





DEZINFEKCIJA POVRŠINA

DETROSAN HP SPRAY



Sredstvo za brzu dezinfekciju površina na bazi vodonik peroksida za medicinske uređaje i opremu. Bez alkohola, aldehida i fenola.

SASTAV:

Vodonik peroksid 0,40%, salicilna kiselina 0,18%, pomoćne supstance

OBLAST PRIMENE:

Koristi se za čišćenje i dezinfekciju medicinskih uređaja i opreme u operacionim salama, jedinicama intenzivne nege, jedinicama za negu pacijenata, odeljenjima za novorođenčad, stomatološkim klinikama, laboratorijama. Pogodno za čišćenje i dezinfekciju inkubatora, aeratora, sonde i medicinskih uređaja koji se koriste za ORL preglede, koji su osetljivi na alkohol.

Aktivnost	Kontaktno vreme
Baktericid	30 s
Fungicid	30 s
Tuberkulocid	1 min
Virucid	1 min
Sporocid	1 min
Cl.difficile	1 min

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Proizvod je spreman za upotrebu. Nanosi se prskanjem na celu površinu koja se dezinfikuje. Omogućava istovremeno čišćenje i dezinfekciju.

PAKOVANJE:

1000 ml, 5000 ml

DETROSAN HP WIPES



Vlažne maramice za čišćenje i dezinfekciju medicinskih uređaja i opreme na bazi vodonik peroksida. Bez alkohola, aldehida i fenola.

SASTAV:

Vodonik peroksid 0,40 %, salicilna kiselina 0,18 %, pomoćne supstance

OBLAST PRIMENE:

Koristi se za čišćenje i dezinfekciju medicinskih uređaja i opreme u operacionim salama, jedinicama intenzivne nege, jedinicama za negu pacijenata, odeljenjima za novorođenčad, stomatološkim klinikama, laboratorijama. Pogodno za čišćenje i dezinfekciju inkubatora, aeratora, sonde i medicinskih uređaja koji se koriste za ORL preglede, koji su osetljivi na alkohol.

Aktivnost	Kontaktno vreme
Baktericid	30 s
Fungicid	30 s
Tuberkulocid	1 min
Virucid	1 min
Sporocid	1 min
Cl.difficile	1 min

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Prebrisati površinu ili medicinski uređaj vlažnom maramicom pre upotrebe. Nakon nanošenja, ostaviti da se površina osuši na vazduhu.

PAKOVANJE:

100 kom





DEZINFEKCIJA POVRŠINA

DETROSAN AF



Pripremljen rastvor u spreju za brzu dezinfekciju površina za medicinske uređaje i opremu. Ne sadrži alkohol, aldehide i fenole.

SASTAV:

0,12 % Bis (3-aminopropil) dodecilamin, 0,3 % Didecildimetilamonijum hlorid, 0,45 % Benzalkonijum hlorid

OBLAST PRIMENE:

Koriste se za čišćenje i brzu dezinfekciju medicinskih uređaja, opreme i drugih površina u hirurškim salama, sobama intenzivne nege, stomatološkim jedinicama, i dr. Posebno efikasan na površinama osetljivim na alkohol kao što su inkubatori za bebe, akrilne površine, itd.

Aktivnost	Kontaktno vreme
Baktericid	1 min
Fungicid	1 min
Mikobaktericid	1 min
Virucid	1 min

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Detrosan AF se prska sa udaljenosti od 30 cm do površine. Moguće je naprskati ga na krpu, a zatim naneti brisanjem. Proizvod omogućava čišćenje i dezinfekciju. Kontaktno vreme: 1 minut.

PAKOVANJE:

1000 ml, 5000 ml

DETROSAN AF WIPES



Vlažne maramice za čišćenje i dezinfekciju u jednom koraku. Bez alkohola, aldehida i fenola.

SASTAV:

0,12 % Bis (3-aminopropil) dodecilamin, 0,3 % Didecildimetilamonijum hlorid, 0,45 % Benzalkonijum hlorid, pomoćne supstance

OBLAST PRIMENE:

Koriste se za čišćenje i brzu dezinfekciju medicinskih uređaja, opreme i drugih površina u hirurškim salama, sobama intenzivne nege, stomatološkim jedinicama, i dr. Efikasne su posebno na površinama osetljivim na alkohol kao što su inkubatori za bebe, akrilne površine, itd.

Aktivnost	Kontaktno vreme
Baktericid	1 min
Fungicid	1 min
Mikobaktericid	1 min
Virucid	1 min

NAČIN UPOTREBE I DOZIRANJE:

Prebrisati površinu ili medicinski uređaj vlažnom maramicom pre upotrebe. Nakon nanošenja, ostaviti da se osuši na vazduhu. Kontaktno vreme: 1 minut.

PAKOVANJE:

100 komada, 200 komada



INNOCARE® WET WASHING GLOVES

Rukavica za pranje tela, izrađena od netkanog materijala, prethodno natopljena i spremna za upotrebu.

SASTAV:

D-glukonska kiselina, jedinjenje sa N,N'-bis(4-hlorfenil)-3,12-diimino- 2,4,11, 13-tetraazatetradekandiamidinom (2:1) (CHDG) (CAS: 18472-51-0, EC: 242-354-0) 0,4 % (w/w).

OBLAST PRIMENE:

Rukavice za pranje, spremne za upotrebu i namenjene za pranje i negu celog tela ili pojedinih delova tela. Predviđene su za spoljašnju i jednokratnu upotrebu na neoštećenoj koži. Nega i čišćenje pomoću Innocare® rukavica za pranje posebno je pogodno kako za nepokretne, Tako i za pokretne pacijente u bolnicama i ustanovama za dugotrajnu negu.

NAČIN PRIMENE:

Rukavice za pranje mogu se koristiti hladne ili zagrejane (u mikrotalasnoj pećnici ili u Innocare® Smart Warmer uređaju), uz obaveznu proveru temperature i pridržavanje uputstva. Namenjene su isključivo jednokratnoj upotrebi bez upotrebe kod odojčadi i bez kontakta sa sluzokožom. Svako pakovanje je namenjeno jednom pacijentu čime se obezbeđuje higijenska nega bez vode i sapuna. Losion u rukavicama sadrži sastojke za čišćenje i negu kože koji pomažu očuvanju njene hidratacije i smanjenju iritacija.

SPREKAR DEJSTVA:

Baktericidno, fungicidno, virucidno.

PAKOVANJE:

8 komada u pakovanju / 30 pakovanja u transportnoj kutiji.



INNOCARE® WET SHOWER CAPS

Kapa za pranje kose, izrađena od netkanog materijala, prethodno natopljena i spremna za upotrebu.

SASTAV:

D-glukonska kiselina, jedinjenje sa N,N'-bis(4-hlorfenil)-3,12-diimino- 2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidinom (2:1) (CHDG) (CAS: 18472-51-0, EC: 242-354-0) 0,4%w/w

OBLAST PRIMENE:

Kapa natopljena tečnošću koristi se za dezinfekciju zdrave kože glave i kose. Koristi se u bolnicama i javnim zdravstvenim ustanovama (profesionalna upotreba).

NAČIN PRIMENE:

Stavite kapu na glavu i masirajte kosu najmanje 2 minuta. Skinite kapu, osušite i očešljajte kosu i stilizujte je. Nije potrebno ispirati. Koristiti po potrebi. Kape su za jednokratnu upotrebu. Kape se mogu koristiti hladne ili zagrejati u mikrotalasnoj pećnici ili posebnom pametnom grejaču Innocare® za dodatnu udobnost. Uvek proverite temperaturu

PAKOVANJE:

1 komad u pakovanju / 24 pakovanja u transportnoj kutiji.





LIČNA HIGIJENA I PRIBOR

DETRO PUREHAND



Tečni sapun za pranje ruku sa komponentama za negu kože.

Tečni sapun za normalnu kožu. Pogodan je za upotrebu u svakodnevnim radnim prostorima i oblastima koje zahtevaju često pranje ruku kao što su zdravstvene ustanove, školske i predškolske ustanove, trgovački centri, javne ustanove, kompanije itd. Sadrži komponente za omekšavanje kože i površinski aktivne materije koje se lako ispiraju. Kompatibilnost sa pH vrednosti kože. Ne stupa u interakciju sa drugim proizvodima. Prijatnog mirisa.

PAKOVANJE:

1000 ml

DETRO LOTION



Emulzija bez sapuna za svakodnevnu negu i higijenu kože i kože ruku.

Emulzija za svakodnevnu negu kože i ruku. Sadrži sastojke koji efikasno i nežno neguju i hidriraju kožu. Sadrži glicerol koji dodatno vlaži kožu. Lako se upija zahvaljujući svojoj kremastoj strukturi i ne stvara masni sloj na koži. Pruža prijatan osećaj na koži jer u svom sastavu ne sadrži ulja. Pri svakodnevnoj upotrebi regeneriše oštećenu kožu i hrani kožu. Pogodan je nakon čestog pranja i za sve tipove kože. pH vrednost 5, neutralne za kožu. Ne sadrži silicone, iritanse. Praktična upotreba pomoću dozatora.

PAKOVANJE:

500 ml

WASA® 2000



Losion za pranje i kupanje celog tela za odrasle i za bebe. Dobro podnošljiv za kožu.

SASTAV:

Proizvod sadrži anjonske i amfoterne surfaktante (Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate), kao i pomoćne emolijense i solubilizatore.

OBLAST PRIMENE:

Za pranje lica, tela, kupanje, negu dece/beba, negu bolesnih osoba i osoba osetljive na alkalne sapune.

NAČIN PRIMENE:

Pranje ruku: Navlažiti ruke, oprati ih sa Wasa® 2000, dobro isprati i osušiti.

Čišćenje kože: Za kupke, penušave kupke i pranje tela koristiti količinu Wasa® 2000 prema potrebi.

PAKOVANJE:

500 ml, 1000 ml, 5000 ml.





LIČNA HIGIJENA I PRIBOR

DELICATO



Emulzija, biljnog porekla, hipoalergijska, od amfoteričnih ulja žalfije i aloe, i sa mlečnom kiselinom. Obezbeđuje čistoću ruku i svakodnevnu higijensku zaštitu tela. Pažljiv odabir neirativnih sirovina i vrednosti pH 3.5, doprinosi u sprečavanju iritacija. Namenjena za ličnu i intimnu higijenu, posebno za nežnu kožu poput dece zbog svoje formule bez iritacije.

PAKOVANJE:

500 ml

DELICATO TOTAL BODY



Emulzija na bazi ekstrakata prirodnog porekla, žalfije i cveta lipe. Za svakodnevnu higijenu lica, tela i kose. Obezbeđuje nežno i efikasno čišćenje, hidrira kožu i doprinosi fiziološkoj ravnoteži. pH 5.5. Bez LES-a i iritansa.

PAKOVANJE:

1000 ml

DELICATO PLUS



Mukozna emulzija za svakodnevnu higijenu kože i intimnu higijenu. Posebno pogodna za intimnu higijenu u prisustvu upalnih stanja i promena na koži. Sastoji se od hipoalergijskih tenzida biljnog porekla, amfoteričnih, bogatim emolijensima. Na bazi prirodnih ekstrakata majčine dušice, aloe, lista sleza, žalfije, pogodan za higijenu u slučaju upale i promene na koži. pH vrednost 3,5. Čini kožu mekom i vlažnom bez izazivanja promena u fiziološkoj ravnoteži. Bez LES-a i iritansa.

PAKOVANJE:

500 ml



ZIDNI NOSAČI (DOZATORI)

Zidni nosač za lakat
(metalni) za okrugle
boce od 500 ml i
1000 ml. Dostupno sa
ili bez pumpice.



ZIDNI NOSAČI (DOZATORI) ZA EURO BOCE

Zidni dispenser za lakat
(plastični) za euro boce
od 500 ml i 1000 ml.



LYDOS 1000

Zidni dispenser za boce od
1000 ml Dozator za tečne
sapune i dezinfekciona
sredstva za standardne
„Euro“ boce od 1000 ml.



KADICE ZA POTAPANJE INSTRUMENATA



Kadice od plastičnog materijala za praktičan
i siguran način uobičajenih postupaka
dezinfekcije i sterilizacije hirurških
instrumenata, optičkih instrumenata
i medicinskih sredstava.
Zapremina: 3 litra, 10 litara i 30 litara.

AUTOMATSKI DISPENSER ZA GEL ILI TEČNO SREDSTVO



STALAK „TOTEM“ ZA BESKONTAKTNU DEZINFEKCIJU RUKU





Lombarda H doo
Patrijarha Dimitrija 24 ulaz C
11090 Beograd
tel. +381113562056
www.lombardah.rs
office@lombardah.rs